




ÎMBUNĂTĂȚI ACCESUL
LA ÎNGRIJIRE ȘI ACCELERĂȚI
PROCESUL DECIZIONAL CLINIC
ORICÂND, ORIUNDE.



Doar pentru utilizare pentru diagnosticare in vitro.
Destinat a fi utilizat de către profesioniști medicali calificați.
Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile.

i-STAT Alinity


ACCESIBILITATE

ÎN MULTE MEDII ȘI LOCAȚII DE ÎNGRIJIRE DIFERITE

Ca urmare a pandemiei, apar noi modele de îngrijire pentru a ajuta furnizorii să facă față provocărilor legate de accesul la îngrijire.

Organizațiile din domeniul sănătății continuă să fie puse în fața provocării de a oferi asistență medicală de calitate în condițiile unei cereri crescute de îngrijire, a creșterii costurilor și a constrângerilor financiare. Pentru a face față acestor cereri, oferind în același timp îngrijire de calitate, multe organizații de asistență medicală au descentralizat furnizarea de îngrijire în medii periferice pentru a determina o utilizare mai adecvată a resurselor și pentru a deservei cât mai mulți pacienți.

Testarea la punctul de acordare a îngrijirii permite medicilor să efectueze teste de diagnosticare a sângelui lângă pacient, oferind informații rapide și precise de diagnosticare mai aproape de locul unde se acordă îngrijirea.




CONECTIVITATE

SIMPLIFICĂ SCHIMBUL DE REZULTATE ȘI ACCELEREAZĂ PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR ÎN SEGMENTUL DE ÎNGRIJIRE

Tehnologie avansată de conectivitate

i-STAT Alinity și *Info HQ* asigură gestionarea eficientă a datelor pacienților prin transmiterea fără fir sau prin cablu a datelor pacienților, ale operatorului și ale software-ului către instrumente și a rezultatelor testelor către EMR sau managerul de date.

INSTRUMENTELE i-STAT TRIMIT ȘI PRIMESC DATE PRIN REȚEAUA DUMNEAVOASTRĂ



Info HQ este un manager de date online avansat, conceput pentru a oferi simplitate, conectivitate și control pentru a vă ajuta să eficientizați experiența de gestionare a datelor și să transformați datele în decizii.

Opțiunile de configurare variază. Consultați reprezentantul local Abbott.



Meniu extins de cartușe pentru multe setări clinice diferite

CARTUȘE	CHIMIE/ELECTROLIȚI			GAZE SANGUINE				COAGULARE	IMUNOASTAZIE
	CHEM8+ (95μL)	G (65μL)	Crea (65μL)	EG7+ (95μL)	CG8+ (95μL)	CG4+ (95μL)	G3+ (95μL)	ACTk (40μL)	TBI (20μL)
MINUTE PÂNĂ LA REZULTAT	~2							~Max 16.7	~15
TIP PROBĂ									
TIP TUB DE PRELEVARE SÂNGE									
CHIMIE / ELECTROLIȚI									
SODIU (Na)	100-180 mmol/L (mEq/L)								
POTASIU (K)	2.0-9.0 mmol/L (mEq/L)								
CLOR (Cl)	65-140 mmol/L (mEq/L)								
DEFICIT ANIONIC ^A	(-10)-(+99) mmol/L (mEq/L)								
CALCIU IONIZAT (iCa)	0.25-2.50 mmol/L 1.0-10.0 mg/dL								
GLUCOZĂ (Glu)	1.1-38.9 mmol/L 20-700 mg/dL								
AZOT UREIC (BUN)	3-140 mg/dL (BUN) 1-50 mmol/L (Uree)								
CREATININĂ (Crea)	0.2-20.0 mg/dL 18-1768 μmol/L								
LACTAT	0.30-20.00 mmol/L 2.7-180.2 mg/dL								
HEMATOLOGIE									
HEMATOCRIT (Hct)	15-75 % PCV 0.15-0.75 Fractie								
HEMOGLOBINA (Hgb) ^A	5.1-25.5 g/dL 51-255 g/L								
GAZE SANGUINE									
pH	6.50-8.20								
PCO ₂	5-130 mmHg 0.67-17.33 kPa								
PO ₂	5-800 mmHg 0.7-106.6 kPa								
TCO ₂ ^B	5-50 mmol/L (mEq/L)								
HCO ₃ ^A	1.0-85.0 mmol/L (mEq/L)								
EXCES DE BAZE (BE) ^A	(-30)-(+30) mmol/L (mEq/L)								
sO ₂ ^A	0-100%								
COAGULARE									
ACT KAOLIN	50-1000 Secunde*								
PLASMĂ TBI									
GFAP	30-10000** pg/mL								
UCH-L1	200-3200 pg/mL								
Sânge integral arterial Sânge integral venos Capilară Plasmă Heparinizat EDTA Fără anticoagulant, testat imediat după prelevare de la pacient									



Dispozitivul portabil, de mână *i-STAT Alinity* oferă puterea și versatilitatea necesare pentru a satisface o gamă largă de nevoi de testare.

*Intervalul 77 - 1000 secunde (modul PREWRM) a fost verificat

** Într-un set rar de circumstanțe, rezultatul cantitativ al testului GFAP poate fi raportat ca fiind „>5574”. Atunci când este afișat acest rezultat, intervalul de testare GFAP a fost automat trunchiat din cauza detectării variabilității răspunsului la semnal care ar putea duce la o subestimare a valorii raportate. În aceste cazuri, se poate utiliza un alt cartuș pentru a obține un rezultat cantitativ

^ACalculat. ^BTCO₂ este masurat pe cartusul CHEM8+ si calculat pe toate celelalte.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Pentru utilizarea prevăzută și informații complete despre produs, vizitați globalpointofcare.abbott.

OPERAREA FACILĂ

AJUTĂ LA ELIMINAREA ERORILOR OPERATORULUI ȘI SIMPLIFICĂ INSTRUIREA

Rezultate de calitate de laborator în doar câțiva pași simpli



PASUL 1

Aplicați câteva
picături de sânge
în cartuș



PASUL 2

Introduceți
cartușul
în analizor



PASUL 3



Vizualizați
rezultatele în
câteva minute



PASUL 4

Transmiteți
rezultatele
virtual

Instrucțiunile ușor de înțeles de
pe instrument ajută la ghidarea
operatorilor în timpul
procesului de testare.



Conceput de tine, pentru tine.

- **NOTIFICARE DE CERTIFICARE A OPERATORULUI**
Notifică operatorul să se re-certifice pe măsură ce se apropie data de expirare a certificării
- **SCENARII PERSONALIZABILE DE FORMARE ÎN SALA DE CLASĂ**
Facilitează scenarii specifice pentru formarea în sala de clasă
- **AJUTOR PE ECRAN, BAZAT PE GRAFICĂ**
Consolidează în mod consecvent procedura corectă în timpul efectuării testelor la pacienți
- **PORTABIL:** Ușor de manevrat
- **UȘOR:** <850g cu baterie
- **INTUITIV:** Navigare simplă
- **DURABIL:** Construit cu materiale care pot rezista la deteriorări
- **PROGRAMABIL:** Selectare ușoară a testelor disponibile pe un anumit cartuș și setări de interval personalizabile în funcție de tipul de probă, vârstă și sex



STANDARDIZARE

CU i-STAT 1 SIMPLIFICĂ MANAGEMENTUL PROGRAMELOR POC ÎN TOATE LOCAȚIILE

Experimentați beneficiile standardizării i-STAT



REZULTATE CONSECVENTE ȘI PRECISE DE LABORATOR

Reproductibilitatea și fiabilitatea determină o
îngrijire constantă și de înaltă calitate a pacienților.



SISTEM UNIC, UȘOR DE UTILIZAT

Portabil, simplu, intuitiv; mai puține
platforme de supravegheat.



MENIU AMPLU DE TESTARE PE O SINGURĂ PLATFORMĂ POC

Profitați de meniul de teste pentru a obține
valoarea maximă din testele asupra pacienților.



INSTRUIRE SIMPLĂ ȘI COMPETENȚĂ A OPERATORULUI

Cerințe de acreditare reduse cu necesități
minime de documentare.



CAPACITATE ȘI CONECTIVITATE WIRELESS STANDARDIZATĂ

Bazați-vă pe un transfer fiabil al
rezultatelor către EMR cu o singură
platformă interfațată.



GESTIONAREA SIMPLIFICATĂ A COMENZILOR ȘI A INVENTARULUI

Bazați-vă pe un transfer fiabil al
rezultatelor către EMR cu o singură
platformă interfațată.




SERVICII ȘI ASISTENȚĂ CONSECVENTĂ ȘI FIABILĂ

Reduceți timpii morți și costurile.



REDUCERE A COSTURILOR

Consolidarea dispozitivelor prin reducerea
numărului de platforme interfațate și a
contractelor de service.



**i-STAT Alinity oferă un meniu de testare coerent,
o operare a utilizatorului,
o gestionare a datelor și rezultate precise
de laborator într-o gamă largă de medii de îngrijire**

ASISTENȚĂ

ASISTĂ ÎN IMPLEMENTAREA ȘI ADMINISTRAREA PROGRAMELOR

Susține implementarea și utilizarea continuă

Abbott oferă o varietate de resurse pentru a sprijini utilizarea sistemului i-STAT Alinity în unitatea dumneavoastră, inclusiv asigurarea de asistență de specialitate, ori de câte ori este nevoie.



- Un *Ghid de referință rapidă* a fost elaborat pentru un public variat
- Mai multe *Ghiduri de inițiere* au fost elaborate special pentru administratori

GHID DE REFERINȚĂ RAPIDĂ (QRG)*

O scurtă prezentare pas cu pas a procesului de testare pentru operatorii de instrumente (cutie, web)

GHIDURI DE ÎNȚIERE (GSG)*

Ghiduri scurte, pas cu pas, de configurare a sistemului, scrise pentru administratori (cutie, web)

MANUAL DE OPERARE A SISTEMULUI (SOM)*

Un document cuprinzător și detaliat despre întregul sistem (web), depanare, și controlul calității

FIȘE DE ATRIBUIRE A VALORILOR PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII

VAS - versiuni descărcabile pentru tipărire (web)
eVAS- versiuni electronice transferabile către instrumente (web)

Resursele de asistență pentru utilizatorul sistemului i-STAT Alinity sunt ușor accesibile de pe pagina de Internet a Abbott.

*Disponibil în mai multe limbi

i-STAT Alinity



- **REZULTATE DE LABORATOR PRECISE**
Luați decizii de tratament cu încredere.
- **MENIU CUPRINZĂTOR**
Testare într-o mare varietate de medii clinice.
- **REZULTATELE TESTELOR ÎN CÂTEVA MINUTE**
Reducerea timpilor de așteptare pentru rezultatele de laborator.
- **UȘOR DE UTILIZAT**
Operare portabilă, simplă, intuitivă.

Pentru a afla mai multe despre i-STAT Alinity și despre modul în care Abbott poate contribui la îmbunătățirea asistenței medicale în instituția dumneavoastră, vizitați www.globalpointofcare.abbott, sau luați legătura cu reprezentantul dumneavoastră Abbott.

Doar pentru utilizare pentru diagnosticare *in vitro*.

Pentru utilizarea prevăzută și informații complete despre produs, vizitați www.globalpointofcare.abbott. Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Acest material este destinat exclusiv utilizării în afara Statelor Unite. Drepturi de autor 2022 Abbott. Toate drepturile rezervate. | i-STAT și Alinity sunt mărci comerciale ale Abbott. Abbott Point of Care Inc. | 400 College Road East | Princeton, NJ 08540 SUA (609) 454-9000, (609) 419-9370 (fax) | www.globalpointofcare.abbott 4206.REV3 ACCESS i-STAT Alinity Asistență la vânzare 02/2023

