

UniFusion SP50 Pro Pompă cu seringă



Siguranță

- ◆ Precizie ridicată: $\pm 2\%$
- ◆ Funcție de pornire rapidă împotriva întârzierii de pornire
- ◆ Funcție anti-bolus
- ◆ DERS (Sistem de reducere a erorilor de dozare)
- ◆ Nivel IP: IP34
- ◆ Autonomie a bateriei de 11 ore

Ușurința utilizării

- ◆ Ecran tactil color de 4,3"
- ◆ Sistem de operare intuitiv
- ◆ Calibrare automată
- ◆ Interconectabil



UniFusion SP50 Pro

Specificații și funcții		
Dimensiuni	242 × 126 × 111	
Greutate	Aprox. 1,7 kg	
Afișaj	Ecran tactil color de 4,3 inch	
Dimensiuni seringi	2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml; recunoaștere automată	
Precizia debitului	±2%	
Debit	0,1–1500 ml/h (în funcție de dimensiunea seringii, cu increment de 0,01 ml/h)	
VTBI	0–9999,99 ml	
Unități de măsură a ratei de doză	Peste 15 tipuri	
Calculul concentrației	Automat	
Setarea bolusului	Bolus manual	Moduri de perfuzie programabile
Rata KVO	0,1–5,0 ml/h	
Moduri de perfuzie	8 moduri de perfuzie (Modul de viteză, Modul de timp, Modul de greutate corporală, Modul TIVA, Modul Bibliotecă de medicamente, Modul Creștere/scădere treptată, Modul Doză de încărcare, Mod secvență)	
Mâner	Inclus	
Bibliotecă de medicamente	Peste 2000 de	
Purjare	Da	
DPS	Da	
Titrare	Da	
Modul micro	Da	
Mod de așteptare	Da	
DERs	Da	
Blocare ecran	12 niveluri	
Niveluri de ocluzie	Automat	
Anti-bolus	Peste 5000 de intrări	
Înregistrări	VTBI aproape de sfârșit, VTBI infuzat, Presiune ridicată,	
Alarmer	Baterie aproape descărcată, Baterie descărcată, Fără alimentare cu energie, Alarmă de reamintire, KVO finalizat, Verificați seringă, Seringă goală,	
Siguranță	Timpul de așteptare a expirat, Eroare de sistem	
Alimentare cu energie	C.A.: 100 V–240 V, 50/60 Hz; C.C.: 12 V	
Durata de viață a bateriei	Standard: 5,5 ore; Opțional: 11 ore (la 5 ml/h)	
Timp de încărcare	< 5 ore	
Clasificare	Clasa I, CF	
Nivel IP	IP34	
Interfață	IrDA	
IrDA	Opțional	
Interfață de date	USB	
Fără fir	WiFi (opțional)	
Intrare curent continuu	Da	
RS232	Suportat	
Apel asistent medical	Suportat	



Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd.

Adresă: Etajul 4, Clădirea de birouri, Parcul Industrial Silcon, Nr. 3 Kaitian Road, Strada Pinghu, Districtul Longgang, Shenzhen 518111, China

Tel.: +86-755-28500025

Fax: +86-755-28500025

Web: www.medrena.com

E-mail: sales@medrena.com