



ANTE



blu grigio

CASSETTI



verde blu giallo arancio grigio

CARRELLO UNIVERSAL EMERGENZE COD. 60181

Carrello monoscocca realizzato completamente in alluminio anodizzato, spessore 10/10, verniciatura a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001. Colore scocca RAL 7035 o RAL 9006.

PARETI LATERALI E POSTERIORE - Parete posteriore autoportante fino a 100 kg di carico, realizzata in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, pareti laterali predisposte per l'inserimento di numerosi accessori.

PARTE SUPERIORE - Piano di lavoro in tecnopolimero stampato, antigraffio, lavabile e facilmente disinfettabile. Completo di bordo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi. Dimensioni piano 850x600 mm. Maniglia di spinta integrata su tre lati del carrello, con doppia presa frontale per una facile manovrabilità. Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor. Asta portaflebo a 4 ganci, regolabile in altezza con una solo mano.

PARTE FRONTALE - Vano completo di piano di lavoro supplementare estraibile frontalmente, in alluminio anodizzato, scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale con rientro ammortizzato, dim. 610x390 mm pareti e di laterali termoformate per accessori ISO 600x400 (cassetti, ripiani, cestelli, vaschette ecc.) chiuso da 2 ante realizzate in tecnopolimero, complete di maniglia stampata, ergonomica e antitrauma. Le ante sono rientranti nella struttura e complete di serratura a chiave centralizzata. Colori disponibili: blu cobalto e grigio chiaro.

Configurazione della cassettiera:

- 1 cassetto con dimensioni ISO 600x400x70 h mm completi di portaetichetta
 - 2 cassetti con dimensioni ISO 600x400x140 h mm completi di portaetichette
 - 1 cassetto con dimensioni ISO 600x400x280 h mm completi di portaetichetta
- Cassetti predisposti per l'inserimento nelle pareti stampate

LATO SINISTRO - Piastra cardiomassaggio estraibile in plexiglas, completa di guide per l'alloggiamento.

LATO DESTRO - Barra porta accessori universale, porta cateteri-sondini in tecnopolimero.

RETRO - Porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt, completo di cinturino universale regolabile

BASE - Base sagomata con funzione di paracolpo perimetrale, realizzata in tecnopolimero stampato ad iniezione, 4 ruote gemellari, piroettanti in gomma piena, antifilo, antitraccia, montate su cuscinetto a sfera da Ø 125 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche.

Dim.880x620x1200 h mm

Posizione 1

Rev. 00 del 03/02/2021

SCHEDE TECNICHE - NR. / -

