



Rev. 01 del 28/12/2022

SCHEDE TECNICHE

GENIUS COD. 6050

SCOCCA - Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARTE SUPERIORE - Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

PARTE FRONTALE - Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale con rientro automatico; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio, fermo blocco fine corsa e chiusura a scatto per evitare l'apertura in fase di spinta. Colore dei frontali: rosso RAL 3000 (a richiesta: verde RAL 6029, blu RAL 5015, giallo RAL 1018). Serratura a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x75 h mm;
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm;
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm;
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.

La configurazione dei cassetti può essere modificata su richiesta.

Altezze dei cassetti disponibili: 100, 150, 200, 250, 300, 350 o 400 mm (altezza totale della cassettera: 800 mm).

LATO SINISTRO - maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica.


BASE - doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in tecnopolimero. 4 ruote termoformate piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche.

Dim. 650x600x1110 h mm

Posizione 1



ACCESSORI CONSIGLIATI DA ORDINARE SEPARATAMENTE



COD. 60501

Pos: 2
SUPPORTO PER DEFIBRILLATORE

Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor.

Dim. 410x325x40 h mm



COD. 6041

Pos: 3
ASTA PORTAFLEBO ESTENSIBILE

Asta portaflebo a 4 ganci molto resistenti realizzati in tecnopolimero, regolabile in altezza con una sola mano e di semplice installazione sul carrello grazie a due supporti in acciaio verniciato

Dim. 1123/2100 h mm



COD. 70120

Pos: 4
PIASTRA MASSAGGIO CARDIACO

Piastra cardiomassaggio in plexiglas di facile e intuitiva estrazione in modo da rendere rapido l'intervento, completa di guide per l'alloggiamento.

Dim. 600x430x8h mm



COD. 60663

Pos: 5
SUPPORTO BOMBOLA VERNICIATO

Supporto in acciaio verniciato porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt, completo di cinturino di contenimento universale e regolabile.



COD. 6046-A

Pos: 6
PORTA CATETERI GRIGIO ABS

Porta cateteri-sondini in tecnopolimero.

Dim. 125x70x475 h mm



COD. 6042

Pos: 7
PORTARIFIUTI AP.GINOC.10LT

Porta rifiuti in tecnopolimero autoestinguente, asportabile e con apertura a ginocchio. Capacità 10 litri


Dim. 200x250x340 h mm



COD. CHS

Pos: 8
CHIUSURA CON SISTEMA SIGILLO

Cilindro di chiusura centralizzata dei cassetti con sistema a sigillo, pratico ed ergonomico permette una facile e contemporanea chiusura di tutti i cassetti



COD. 6064

Pos: 9
SIGILLO NUMERATO CONF.100PZ.

Confezione da 100 sigilli colorati, numerati progressivamente